



DSINFECT.

100

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Nettoyant destructeur de polluants et micro-organismes en surface.

MODE D'EMPLOI :

Prêt à l'emploi.
Bien remuer avant emploi.
Appliquer en pulvérisation à quelques centimètres du support.
Laisser agir entre 15 et 30 minutes, broser et rincer dans le cas d'une remise en peinture. Sinon, laisser le produit agir et rincer le lendemain ou surlendemain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore. Faible odeur.
Pression de vapeur (50°C) : Inférieure à 110 kPa (1.10 bar). Densité : 1,02 +/- 0,05 Hydrosolubilité : Insoluble.
Viscosité : $\nu < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40°C).

CONDITIONNEMENTS :

1 L.
5 L.
20 L.

COMPOSITION :

Acide lactique, eau.
Matière active biocide : acide lactique.
CAS n° : 79-33-4.
Concentration : 10 g / L.

DESTINATION :

Dsinfect.100 BIOROX® s'applique sur tous types de supports tels que bois, béton, plaque de plâtre.
Intérieur et extérieur.
Idéal pour les angles de salles de bain qui présentent de la moisissure, les menuiseries, les joints de carrelages.

RENDEMENT :

Rendement d'environ 5m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.
Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

GAMMED®



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com